


softgrip®



Allgemeintoleranz General Tolerance	ISO 2768-mk	Maßstab/Scale	1 : 1	Gewicht/Weight
DIN ISO 128		Patent Nr. EP 1 247 621 B1		
Oberfläch./Surface Finish EN ISO 1302	Stahl $0,8$ Steel	Silikonkau. 50 Silicon	Benennung / Title Tropfengriff Mod. 9 mit AO-Kupplung Handle mod. 9 with AO-coupling	
Gezeich./Drawn	Weber			
Datum/Date	01.10.07			
Geprüft/Appr.	Kaeding			
Schutzvermerk nach DIN 34 Copyright reserved	Zeichnungsnummer/Drawing Number		Format/Doc.Size A4	
 INSTRUMENTE GmbH	Mod. 9 AO		Blatt/Sheet 1	
			von/of 1	