



Für mittlere Torsions- und Axialkräfte ausgelegt!  
Designed for medium torque and axial forces!

Allgemeintoleranz General Tolerance		ISO 2768-mk	Maßstab/Scale	1 : 1	Gewicht/Weight	155g
DIN ISO 128			Patent Nr. EP 1 247 621 B1			
Oberfläch./Surface Finish EN ISO 1302		Benennung / Title  Universalgriff Mod. 0 mit WEB.b-Kupplung Universal handle mod. 0 with WEB.b-quick coupling				
Stahl 0,8/ Steel	Silikonkau. 50/ Silicon					
Gezeich./Drawn	Weber					
Datum/Date	08.10.07					
Geprüft/Appr.	Kaeding	Zeichnungsnummer/Drawing Number				Format/Doc.Size A4
Schutzvermerk nach DIN 34 Copyright reserved  INSTRUMENTE GmbH		Mod.0 WEB.b				Blatt/Sheet 1
						von/of 1