



Allgemeintoleranz General Tolerance		ISO 2768-mk	Maßstab/Scale	1 : 1	Gewicht/Weight
DIN ISO 128			Edelstahl ( gehärtet HRC 46 ± 3 ) / stainless steel ( heat treated to HRC46 ± 3 )		
Oberfläch./Surface Finish EN ISO 1302		$\sqrt{0,8}$	Benennung / Title  Schraubenhaltezange für 7mm Schrauben Screw holder for 7mm screws		
Gezeich./Drawn	Weber				
Datum/Date	01.10.07				
Geprüft/Appr.	Kaeding				
Schutzvermerk nach DIN 34 Copyright reserved			Zeichnungsnummer/Drawing Number		Format/Doc.Size
			Schraubenhaltezange 7mm		A4
					Blatt/Sheet 1
					von/of 1